

D – Wipes Q

Alkoholové dezinfekčné utierky s prímесou chlorhexidinu a peroxidu vodíka určené na čistenie a dezinfekciu rúk a povrchov



D – Wipes Q 700ks

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



D – Wipes Q 700ks
Náhradná náplň



D – Wipes Q 160ks
tuba



Zvlhčené dezinfekčné utierky z netkanej textílie D-Wipes Q sú umiestnené v dózach so špeciálnym uzáverom, ktorý zabraňuje vysychaniu. Dóza pre D-Wipes Q 700 má tvar vedierka so špeciálnym viečkom a taktiež sa dodáva náhradná náplň v PP/PE sáčiku.

Dóza pre D-Wipes Q 160 má tvar tuby so špeciálnym viečkom na viacnásobné uzatváranie.

Vo vnútri oboch dóz je vždy umiestnená rolka zvlhčenej netkanej textílie s perforáciou, ktorá umožňuje pri priechode vyťahovacou štrbinou utierky jednotlivito odtrhávať.

Dezinfekčný roztok je silno alkoholický, utierky sú určené na rýchlu dezinfekciu malých plôch, zdravotníckych prostriedkov a rúk. Výrobok je registrovaný ako biocídny prípravok typu PT01 osobná hygiena človeka a PT02 Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá. Utierky sú určené iba na profesionálne použitie!

Predmet alebo plochu dôkladne utrite utierkou a nechajte vyschnúť. Pre väčšie plochy sa odporúča použiť vždy viac utierok, prípadne opakovane povrch utrieť. Pre baktericídny a virucídny účinok na ruky použite jednu alebo dve utierky D-Wipes Q. Utierky nie sú vhodné na utieranie plexiskla, kožených a koženkových materiálov, pretože spôsobujú vysychanie a pri dlhodobom používaní tak môžu v takýchto materiáloch vzniknúť povrchové praskliny.

Účinné látky v g na 100 g roztoku:

etanol 40 g , propán-2-ol 25 g, kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N"-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis (amidimidom) (2:1) 0,64 g

Číslo registrácie: bio/566/D/20/CCHLP

Bezpečnostné upozornenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Poskytnutie prvej pomoci:

Po kontakte roztoku s očami - Oči vypláchnite pri otvorených viečkach smerom od vnútorného kútika k vonkajšiemu, tečúcou pitnou vlažnou vodou. Ak sú v oku prítomné kontaktné šošovky, odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pretrvávajúceho podráždenia oka, vyhľadajte lekársku pomoc.

